

Nube



COMFORT



INDICE TERMICO




Altezza
25 cm



CE
Dispositivo
Medico CE
(Regolamento (UE)
2017/745 e s.m.i.)

**OEKO
TEX®**
STANDARD
100
070446.0
CENTROCOT
www.oeko-tex.com

TECNOLOGIA E CARATTERISTICHE




Myform Memory Clima
Myform Memory Air
Myform Extension
Myform Air



Rivestimento Modern




Sfoderabile



Tessuto in Viscosa e Microfibra
di Poliestere



Lavaggio 30°C




Imbottitura sui due lati
in Bamboo e Microfibra
di Poliestere



Trattamento Fibersan



Ipoallergenico



Tessuto: Viscosa e Microfibra di Poliestere.

2 **Imbottitura:** Fibra di Bamboo e Microfibra di Poliestere.

3 **Myform Extension Extra Soft:** variante di Myform Extension studiata per essere applicata nei rivestimenti. Elastico, traspirante garantisce morbidezza perenne, assicurando la costanza delle prestazioni delle imbottiture, anche dopo il lavaggio.

4 **Tessuto:** 100% Cotone ad alta resistenza.

5 **Myform Memory Clima:** questo materiale mantiene stabile la temperatura corporea a contatto con il materasso. Garantisce la costante termoregolazione, trattenendo e rilasciandolo il calore quando necessario.

6 **Myform Memory Air:** una tecnologia studiata per assicurare la massima combinazione di comfort e traspirazione. L'innovativa struttura molecolare permette a Myform Memory Air di adeguarsi con estrema precisione alle forme del corpo modificando il grado di sostegno e la reazione elastica in base alla sollecitazione, mentre l'elevata porosità assicura il corretto passaggio dell'aria e un fresco riposo.

7 **Myform Extension:** grazie alla sua capacità di dare sostegno, questo materiale permette di ottenere in modo bilanciato la massima elasticità e garantisce la facilità dei naturali movimenti che il corpo compie durante il sonno, assicurando un comfort elevato e duraturo. Inoltre questo materiale risulta essere stabile da un punto di vista ergonomico, rispetto alla temperatura esterna.

8 **Myform Air:** è pensato per l'utilizzo nelle stagioni più calde o per chi esige la massima traspirazione durante il riposo. L'elevato numero di canalizzazioni che si creano all'interno del Myform Air garantiscono il passaggio dell'aria in qualsiasi situazione d'uso e il mantenimento dei più alti livelli di igiene.